

Ambre SARL,
240 rue du Mont-Blanc,
69670 Vaugneray,
France
www.editions-ambre.fr
04 72 24 39 59



Éditions Chemins de vie,
Ch. des Chalets 7,
1279, Chavannes-de-Bogis
Suisse
www.editions-ambre.ch
079 866 75 90



LA POCHE À LAVEMENT COMPLÈTE

Votre matériel est constitué de :

- Une poche souple d'une contenance de 2 litres avec tuyau et robinet d'arrêt
- Une canule en thermoplastique de 80 cm de long et de 7,3 mm de diamètre avec deux yeux latéraux et un entonnoir dans lequel vous mettez le réducteur.

MODE D'EMPLOI

- 1 - Assembler les différents éléments de la poche et emboîter le réducteur sur l'entonnoir violet puis insérer le petit robinet blanc.
 - 2 - Remplir la poche avec de l'eau tiède (à température du corps).
 - 3- Suspendre la poche à un crochet de la douche ou de la baignoire environ à hauteur d'homme bras levé.
 - 4- Ouvrir le robinet jusqu'à ce que l'eau s'écoule et fermer (vide d'air).
 - 5- S'installer en position accroupie (ou allongée dans la baignoire).
 - 6- Enduire l'anus d'huile d'olive ou autre huile végétale et faire pénétrer environ 5 centimètres de canule dans le rectum, robinet fermé.
 - 7- Ouvrir le robinet et, toujours dans la même position, introduire lentement la canule dans le côlon jusqu'au bout c'est-à-dire à l'entonnoir.
- Note** : pendant l'introduction de la canule, centimètre par centimètre, regarder le niveau d'eau de la poche qui doit descendre ; si ce n'est le cas, ressortir la canule et recommencer.
- 8- Lorsque le maximum d'eau supportable a pénétré dans le côlon, fermer le petit robinet, respirer profondément et calmement deux ou trois fois, se redresser, retirer délicatement la canule et aller sans attendre dans les W.-C. pour laisser s'évacuer l'eau et les matières.

Après chaque usage, laver la canule à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau stérile ou bouillie. La canule doit toujours être lisse et souple ; il est recommandé de la changer tous les ans.